

Raskaustesti

Nopea tulos

1 Ennen kuin aloitat

Kellosta voi olla apua testin tekemisen yhteydessä.

Voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa, jos teet testin aikaisintaan kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

2 Tee testi

Kun olet valmis tekemään testin, poista suojaakääre ja irrota suojuus. Käytä testipuikkio valittömästi.

Voi testata suoraan virtasuuhiuksesta tai virtsanäytteestä, joka on kerätty puhtaaseen ja kuivaan astialaan.

- Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtasuuhiukkussa tai kerätystä virtsanäytteessä kuvan mukaisesti **5 sekuntia** ajan.
- Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu valittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virta imetyy siihen. **Pidä väriä vaihtava näytteenottopää virtsassa täydet 5 sekuntia.**



ODOTA 3 MINUUTTIA. Kun testi alkaa toimia, näet sinisen viivan tai viivojen tulevan näkyviin.

3 Lue tulos

Voit lukea tuloksen tulosikkunasta.

Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut.

Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä minuutissa, kun testi tehdään välinjäädien kuukautisten oletettuun alkamispäivän jälkeen.

Sinun on odotettava 3 minuutia, jotta tulos Ei Raskaana varmistuu (katso kysymys 8).

Jos kontrolli-ikkunassa ei näy sinistä viivaa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

- Havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.**

Suojuus Väriä vaihtava näytteenottopää



- Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai aseta testipuikkio tasaiselle alustalle, kunnes olet valmis lukemaan tuloksen ja sininen viiva on ilmestynyt kontrolli-ikkunaan.



- Voit halutessasi asettaa suojuksen takaisin paikalleen.
- Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 5.



- Jos saat tuloksen **Raskaana**, katso kysymys 11.
- Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, katso kysymys 7.

Jos toinen plus-merkin (+) muodostavista viivoista on vaaleampi tai tummempi kuin toinen, sillä ei ole merkitystä, vaan tuloksesi on Raskaana.

TÄRKEÄÄ! Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä.

Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

Kysymyksiä ja vastauksia

1 Kuinka tarkka Clearblue on?

Laboratorioteisteissä Clearblue-testin tarkkuudeksi on osoitettu yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.

2 Kuinka Clearblue toimii?

Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukkagonadotropiinia). HCG-hormonin määrä kehossa nousee raskauden alkuvaiheessa. Clearblue Nopea tulos tunnistaa pienetkin määrät tätä hormonia virtsassa.

3 (Etenkin herkkys) on 25 mIU/ml.)

En ole varma, milloin seuraavien kuukautisten on määrää alkaa. Mistä tiedän, suoritetaan testi olkaan alkaan?

Saat selvillä kuukautisten oletetun alkamispäivän, kun määrätäät kuukautiskiertosi tavallisen pituuden laskemalla päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.

• Jos kuukautiskiertosi on epäsäännöllinen, tee testi viimeksi kuluneiden kuukausien pisinmäki kierron mukaan. Jos tulos on El Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

4 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?

• Lue aina käyttämiesi lääkkeiden käyttöohjeet **ennen** testin tekemistä.

• HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa vääristää tuloksen (tällainen hedelmällisyyslääkitys annetaan yleensä pistoksesta, ja testaanimeni liian pian lääkkeen saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).

• Muiden hedelmällisyyslaitojen (kuten klonifeenisitraatti), särkylääkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (kuten erhääsyipillerit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.

• Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyslaitoja, kuten klonifeenisitraatti, kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata liian aikaisin.

• Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenkaiseksi), voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen.

• Kohdunulkoinkin raskaus, munasarjakystat, vahiveduodet ja tietyt hyvin harvinaiset sairaudet voivat vääristää tuloksia.

• Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että myöhempin toteat, että olet raskaana, mikä johtuu raskauden luonnonlisestä keskeytymisestä, jota voi esiintyä raskauden alkuvaiheessa.

Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

5 Tein raskaustestin, mutta vähri vaihtava näytteenottopää ei muuttunut kokonaan vaaleanpunaiseksi.

Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos vähri vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi, virtsan määrä on voinut jäädä liian vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 6.

6 Tein raskaustestin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin suorittamisesta, testi ei ole toiminut. Syynä voi olla:

• Et pitänyt vähriä vaihtavaa näytteenottopäästä alaspäin suunnattuna tai asettanut testiä vaakatasoon testauksen jälkeen.

• Virtsaa oli liikaa tai liian vähän. **Testiä on pidettävä näytteessä 5 sekuntia.**

Tei testi uudelleen käytäväällä uutta testipuikkoo ja huolehdi, että noudatait ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen puhtaaseen, kiuvaan astian ja luoputtaa näytteeseen vain vähän vaihtavan näytteenottopäästä 5 sekunniksi.

7 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?

• Raskaana-tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulosikkunaan plusmerkki (+).

Plus-merkin (+) ulkoasu tulosikkunassa voi vaihdella, mutta plus-merkin muodostavien viivojen ja kontrolli-ikkunan viivan tulee kuitenkin olla leveydetään samanlaisia (katso kuvat A-C).

Kuva A

Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun olet raskaana ja teet testin monta päivää kuukautisten välinjäädämissä jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

Kuva B

Tämä ei ole epäavallista, kun olet raskaana ja teet testin kuukautisten oletettuna alkamispäivänä tai hiukan sitä ennen tai sen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat edelleen suhteellisen pienet.

Kuva C

Viavia viivat olisivat vaaleita, tämä tarkoittaa silti Raskaana-tulosta.

Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaa uudelleen ja huolehdi, että noudatait ohjeita.

• El Raskaana -tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulosikkunaan miinusmerkki (-). Jos tulos on El Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

8 Milloin voi lukea tuloksen?

Raskaana-tulos voi tulla näkyviin jo yhdessä minuutissa, kun testi tehdään välinjäädäniin kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen. Varmista ennen tuloksen lukemista, että kontrolli-ikkunassa on sininen viiva. Sinun on odotettava 3 minuuttia, jotta tulos El Raskaana varmistuu. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa **10 minuutin** kuluessa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

9 Kuinka kauan tulos kestää?

Tulos voidaan lukea 3–10 minuutin aikana. Kymmenen minuutin jälkeen tulokseissa tapahtuvat muutokset on jätettävä huomiotta.

10 Testin mukaan en ole raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?

Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonipitoisuus ei ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut vähän kuukautisten odotetun alkamispäivän.

• Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

• Jos kuukautisesti ovet myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämäkin testin tulos on El Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkäriisiä.

11 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?

Jos testi ilmoittaa, että olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin, joka neuvoa, mihin toimiin on syytä ryhtyä seuraavaksi.

Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön.

Vain *in vitro*-diagnostiseen käyttöön.

Vain ulkoisen käytön.

Ei saa käyttää uudelleen.

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassaka.

Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa.

Älä käytä, jos suojaökääre on vaurioitunut. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Testin voi hävittää normaalilaisen kotitalousjätteen mukana.

www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150

Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuhelusta saatetaan veloitetaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaudu ilmoittamaan pakkaukseen eränumero.

Lisäohjeita sekä raskautta koskevaa tietoa ja yleistä neuvontaa saat osoitteesta:
www.clearblue.com

	Valmistaja		Ei saa käyttää uudelleen.
	Eräkoodi		<i>In vitro</i> -diagnostinen lääketieteellinen laite
	Viimeinen käyttöpäivä		Lämpötilarajat 2-30 °C



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveitsi. Clearblue on SPD:n tavaramerkki.

© 2019 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

2300441.02 03-2019



CE
0123